

**SCHERMATURE ANTIX - ACCESSORI PER RADIOLOGIA****DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in  
Via Michelangelo Buonarroti 52/B  
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA  
Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

**SCHERMI MOBILI CON VISIVA ANTIX**

Codici

S-SM-20	S-SM-21	S-SM-22	S-SM-23
---------	---------	---------	---------

S-SM-24	S-SM-25	S-SM-26	S-SM-27
---------	---------	---------	---------

Al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di "BUONA TECNICA"

Come previsto dall'art. 72 del D. Lgs:230 del 1995, che ha recepito le direttive  
EURATOM 80/836 , 84/466, 89/618, 90/641, 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

Prodotti presso nostre officine specializzate e poste in opera a "regola d'arte".

Il piombo utilizzato è di prima fusione a puro titolo 99.9% conforme alla nostra UNI 3165  
che corrisponde mm 2

Il cristallo antix è conforme ai test report n. 49046 effettuati dal produttore presso i  
laboratori specializzati. Le caratteristiche tecniche sono relative alle norme IEC 1331-1  
(1994-10)

**VOLTAGGIO TUBO RX :150KV - SPESSORE VETRO :mm7 / 8.5**

Cologno Monzese, anno 2013

**CABLAS S.R.L.**  
Via Michelangelo, 52/B  
20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
S.L.: Via Sormani 34 - COLOGNO M.SE  
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644  
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156

