

CABLAS s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

CASSETTE RADIOGRAFICHE PER MAMMOGRAFIA CON FINESTRA



MANUALE DI ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE

CE

REV.01/2013

Il materiale con cui la cassetta è stata costruita , policarbonato stampato, permette un caricamento delle pellicole facile e veloce, sia manuale che automatico.

La singola serratura meccanica rende la cassetta più robusta e più resistente.

La cassetta permette di posizionare la pellicola in una posizione estremamente vicina alla parete toracica della paziente, assicurando una eccellente qualità.

DIMENSIONI

(COMPLETE DI SCHERMI DI RINFORZO MONO – EMULSIONE)

CODICE	MISURE ESTERNE
G-MM-03	18 X 24
G-MM-04	24 X 30

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in
Via Michelangelo Buonarroti 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

CASSETTE RADIOGRAFICHE PER MAMMOGRAFIA CON FINESTRA

Codici

G-MM-03	G-MM-04
---------	---------

Al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alla
Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi Medici - Classe 1

inoltre è conforme alla Direttiva 73/23 CEE (Bassa tensione)
89/336 CEE (Compatibilità Elettromagnetica)

La costruzione è conforme alle norme
EN 60601 -1,2 - Din 6856 -1,2

Cologno Monzese, anno 2013

CABLAS S.R.L.
Via Michelangelo, 52/B
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
S.U. - Via Sormani/34 - COLOGNO M.SE
Tel. R.A. (02) 2538088 - Fax (02) 27300644
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156

