

SCHEDA TECNICA

CASSETTE RADIOGRAFICHE PER MAMMOGRAFIA CON FINESTRA



Il materiale con cui la cassetta è stata costruita , policarbonato stampato, permette un caricamento delle pellicole facile e veloce, sia manuale che automatico.

La singola serratura meccanica rende la cassetta più robusta e più resistente.

La cassetta permette di posizionare la pellicola in una posizione estremamente vicina alla parete toracica della paziente, assicurando un' eccellente qualità



Via Michelangelo Buonarroti, 52
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. (02) 253.80.88 r.a.
Telefax (02) 27300644
www.cablas.com
cablas@cablas.com

DIMENSIONI

(COMPLETE DI SCHERMI DI RINFORZO MONO-EMULSIONE)

CODICE	MISURE ESTERNE
G-MM-03	18 X 24
G-MM-04	24 X 30