


SCHEDA TECNICA

CASSETTE RADIOGRAFICHE



Le cassette radiografiche sono prodotte in lega di alluminio e materiali speciali, gli angoli sono in plastica ed alluminio.

Il materiale di rivestimento interno è realizzato con un tessuto sintetico morbido che permette allo schermo di rinforzo di aderire perfettamente alla pellicola radiografica assicurando che l'immagine sulla pellicola sia chiara e ricca.

CARATTERISTICHE - CASSETTE RADIOGRAFICHE

CODICE	MISURE ESTERNE
G-SP-50	13x18
G-SP-51	18x24
G-SP-52	24x30
G-SP-54	30x40
G-SP-55	35x35
G-SP-56	35x43
G-SP-57	15x30
G-SP-58	15x40
G-SP-59	20x40
G-SP-60	30x80
G-SP-61	30x90
G-SP-62	30x120
G-SP-63	40x120
G-SP-67	40x90
G-SP-69	18x43