

SCHEDA TECNICA

CUFFIE AMAGNETICHE ANTIRUMORE



- Le cuffie amagnetiche antirumore sono adatte per l'utilizzo durante l'esame di RMN;
- Corredate di ampi e soffici cuscinetti che riducono la pressione esercitata intorno alle orecchie;
- Se correttamente indossate aiutano a ridurre l'esposizione agli alti livelli di rumori ripetitivi e pericolosi;
- Prive di componenti metallici;
- Prodotto testato e certificato CE secondo lo standard europeo EN 352-1:2002.

CODICE	DESCRIZIONE
R-MN-14	<ul style="list-style-type: none">• Cuffie amagnetiche antirumore
R-MN-15	<ul style="list-style-type: none">• Cartine igieniche antisudore Conf. 100 paia