

## SCHEDA TECNICA

# GREMBIULE ANTIX MOBILE

- Protezione antix mobile costituita da telo antix Pb mm 0,50 suddiviso in n. 6 strisce in polivinile piombifero ricoperte da elegante rivestimento in nylon lavabile;
- A richiesta il telo può essere prodotto con diverse modalità di suddivisione;
- Dim. telo cm 80 x 50 h;
- Asta telescopica da cm 77 a cm 120.

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>V-SP-81</b>	Grembiule antix MOBILE Pb mm 0,50

