

SCHEDA TECNICA

SLIP ANTI-X



*Il prodotto non
richiede la
registrazione
CND/REPERTORIO
in quanto
**DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE***

- Idoneo per proteggere gli organi riproduttivi;
- Livello di protezione disponibile Pb mm 0.25 / 0.50;
- Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l'individuazione in reparto;
- Marchio CE , sistema di qualità ISO9001 e conformità alla EN 61331-3.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|------------------------|
| MODELLO STANDARD PESO: 3.8 Kg Mq Materiale radioprotettivo classico a base di piombo e un film di bario in superficie | |
| FMR | Slip anti-x Pb mm 0,25 |
| FMR | Slip anti-x Pb mm 0,50 |