

## SCHEDA TECNICA

### GREMBIULI A CAPPOTTO PER BAMBINI



*Il prodotto non  
richiede la  
registrazione  
CND/REPERTORIO  
in quanto  
**DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE***

- Modello a cappotto per protezione totale anteriore e posteriore.
- In polivinile piombifero superleggero, ricoperto da elegante rivestimento in nylon lavabile.
- Bordature in pelle antistrappo
- Consente di sedersi e piegarsi agevolmente.
- Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l'individuazione in reparto.
- Taglie sagomate nel rispetto della norma EN 340
- Marchio CE , sistema di qualità ISO9001 e conformità alla EN 61331-3
- Taschino e spalline imbottite sempre compresi

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>CODICE</b>	<b>PROTEZIONE ANTERIORE</b>	<b>PROTEZIONE POSTERIORE</b>	<b>TAGLIA</b>	<b>LUNGHEZZA</b>
<b>O-MT-50</b>	PB MM 0,50	PB MM 0,50	SMALL	CM 50
<b>O-MT-60</b>	PB MM 0,50	PB MM 0,50	MEDIUM	CM 60
<b>O-MT-70</b>	PB MM 0,50	PB MM 0,50	LARGE	CM 70