

SCHEDA TECNICA

SCHERMI DI PROTEZIONE VASCOLARE

V-SP-41



- Composto da robusta struttura metallica che sostiene nella parte superiore n°1 cristallo antix acrilico Pb mm 0.50 sagomato cm 116x50h;
- Nella parte inferiore n°2 teli antix 48 x 80 h – Pb mm 0.50 di cui uno estendibile in orizzontale;
- Sia il cristallo che i teli sono regolabili in altezza mediante sistema di bilanciamento da cm 146 x 177;
- Idoneo per uso radiologico in chirurgia vascolare.

CODICE	DESCRIZIONE
V-SP-41	Schermo di protezione per chirurgia vascolare con cristallo sagomato.