





SCHEDA TECNICA OCCHIALI ANTIX

O-OC-131 O-OC-132 MODELLO PALOMBARO	O-OC-120 MODELLO PALOMBARO	O-OC-112	O-OC-115
 <ul style="list-style-type: none"> • Protezione frontale e laterale; • Portabili sopra gli occhiali da vista; 	 <ul style="list-style-type: none"> • Protezione frontale; • Portabili sopra gli occhiali da vista; 	 <ul style="list-style-type: none"> • Protezione frontale e laterale; • Montatura in materiale plastico; 	 <ul style="list-style-type: none"> • Protezione frontale; • Montatura in materiale plastico;
O-OC-131			
PROTEZIONE FRONTALE: EQ PB MM 0.75 PROTEZIONE LATERALE : EQ PB MM 0.35	PROTEZIONE FRONTALE: EQ PB MM 1	PROTEZIONE FRONTALE: EQ PB MM 0.75 PROTEZIONE LATERALE: EQ PB MM 0.50	PROTEZIONE FRONTALE: EQ PB MM 0.75
O-OC-132			
PROTEZIONE FRONTALE: EQ PB MM 0.75 PROTEZIONE LATERALE: EQ PB MM 0.10			