

## SCHEMA TECNICA

### **SCHERMI DI RINFORZO TERRE RARE VERDE / BLU VERDI GRADUAL**



Gli schermi di rinforzo sono compatibili con tutte le pellicole convenzionali e sono destinati a migliorare la qualità dell'immagine RX.

La nostra gamma di schermi si adatta a qualunque tipo di cassetta radiografica.

Ogni schermo fornisce alti contrasti, percezione dei dettagli, anche con riduzione dei dosaggi RX.

## DIMENSIONI

### SCHERMI DI RINFORZO TERRE RARE VERDE – VELOCITA' 400

<b>CODICE</b>	<b>FORMATO CM</b>
H-AT-20	13 X 18
H-AT-21	18 X 24
H-AT-22	35 X 43
H-AT-23	18 X 43
H-AT-24	30 X 40
H-AT-25	35 X 35
H-AT-26	35 X 43
H-AT-27	15 X 30
H-AT-28	15 X 40
H-AT-29	20 X 40
H-AT-31	30 X 90
H-AT-32	30 X 120

### SCHERMI DI RINFORZO TERRE RARE VERDI GRADUAL

<b>CODICE</b>	<b>FORMATO CM</b>
H-GR-09	15 X 40
H-GR-10	20 X 40
H-GR-12	30 X 90
H-GR-13	30 X 120
H-GR-14	40 X 90
H-GR-15	40 X 120

## SCHERMI DI RINFORZO TERRE RARE BLU – VELOCITA' 400

<b>CODICE</b>	<b>FORMATO CM</b>
H-AS-01	13 X 18
H-AS-02	18 X 24
H-AS-03	24 X 30
H-AS-04	18 X 43
H-AS-05	30 X 40
H-AS-06	35 X 35
H-AS-07	35 X 43
H-AS-08	15 X 30
H-AS-09	15 X 40
H-AS-10	20 X 40
H-AS-12	30 X 90
H-AS-13	30 X 120