

## SCHEMA TECNICA

### COLLARI ANTIX CON E SENZA PETTORINA



*Il prodotto non  
richiede la  
registrazione  
CND/REPERTORIO  
in quanto  
**DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE***

- Questo modello protegge la parte frontale del collo (tiroide) e si allaccia con velcro nella parte posteriore.
- Rivestito in elegante nylon Teflon repellente all'acqua, olio ed allo sporco.
- Eventuali impurità rimangono in superficie e possono essere facilmente pulite con un panno assorbente.
- E' opportuno usarlo con grembiule antix.
- Marchio CE , sistema di qualità ISO9001 e conformità alla EN 61331-3

CODICE	COLLO	PROTEZIONE	PETTORINA
<b>MODELLO STANDARD PESO: 3,8 Kg Mq</b> Materiale radioprotettivo classico a base di piombo e un film di bario in superficie			
<b>O-GD-35</b>	CM 29/40	PB MM 0,25	NO
<b>O-GD-36</b>	CM 29/40	PB MM 0,50	NO
<b>O-GD-37</b>	CM 29/40	PB MM 0,25	SI
<b>O-GD-38</b>	CM 29/40	PB MM 0,35	SI
<b>O-GD-40</b>	CM 29/40	PB MM 0,50	SI
<b>MODELLO SENZA PIOMBO PESO: 2,7 Kg Mq</b> Materiale ad alta tecnologia che sostituisce completamente il piombo con metalli che si bilanciano dal punto di vista atomico			
<b>O-GD-50</b>	CM 29/40	PB MM 0,25	SI
<b>O-GD-51</b>	CM 29/40	PB MM 0,35	SI
<b>O-GD-52</b>	CM 29/40	PB MM 0,50	SI