

SCHEMA TECNICA

TELI ANTIX



I teli antix sono utilizzabili per la schermatura dei pazienti.

- Realizzati in gomma antix superflessibile.
- Rivestiti in nylon idrorepellente di colore blu.
- Bordature perimetrali antistrappo.
- Marchio CE , sistema di qualità ISO9001 e conformità alla EN 61331-3.

CODICE	DESCRIZIONE
MODELLO STANDARD PESO: 3,8 Kg Mq Materiale radioprotettivo classico a base di piombo e un film di bario in superficie	
O-TA-60	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 100 x 80
O-TA-61	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 120 x 80
O-TA-62	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 150 x 80
O-TA-63	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 100 x 100
O-TA-64	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 120 x 100
O-TA-65	Telo antix Pb mm 0,50 – Dim. cm 150 x 100