

SCHEDA TECNICA

PARETI MOBILI

1 ANTA



P-PM-01

- Parete da cm 80 x 190h
- Cristallo antix cm 24 x 30
- PESO: 73 Kg

P-PM-02

- Parete da cm 80 x 190h
- Cristallo antix cm 30 x 40
- PESO: 75 Kg

3 ANTE



P-PM-03

- Parete da cm 30 + 80 + 30 x 190 h
- Cristallo antix cm 24 x 30
- PESO: 105

P-PM-04

- Parete da cm 30 + 80 + 30 x 190 h
- Cristallo antix cm 30 X 40
- PESO: 107 Kg

- Pareti mobili di protezione, scorrevoli su ruote gommate con freno di bloccaggio;
- Struttura portante in tubolare di acciaio verniciatura a fuoco;
- Pannello antix Pb mm 2, con rivestimento totale in laminato plastico;
- Complete di visiva con cristalli antix.