

## SCHEDA TECNICA

### SCHERMI MOBILI CON VISIVA ANTIX



- Composti da pannello antix nella parte inferiore con rivestimento in laminato plastico su entrambi i lati;
- Cristallo antix eq pb mm 2.0 nella parte superiore per tutta la larghezza;
- Schermatura con Pb mm 2;
- Struttura perimetrale in alluminio anodizzato;
- Scorrevoli su ruote piroettanti con freno di bloccaggio.

<b>CODICE</b>	<b>SCHERMATURA</b>	<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	<b>VISIVA EQ PB MM 2.0</b>	<b>PESO</b>
<b>S-SM-20</b>	Pb mm 2	CM 82 X 198H	CM 80 X 60H	KG 100
<b>S-SM-21</b>	Pb mm 2	CM 82 X 198H	CM 80 X 80H	KG 98
<b>S-SM-22</b>	Pb mm 2	CM 102 X 198H	CM 100 X 60H	KG 112
<b>S-SM-23</b>	Pb mm 2	CM 102 X 198H	CM 100 X 80H	KG 120
<b>S-SM-24</b>	Pb mm 2	CM 122 X 198H	CM 120 X 60H	KG 130
<b>S-SM-25</b>	Pb mm 2	CM 122 X 198H	CM 120 X 80H	KG 136
<b>S-SM-26</b>	Pb mm 2	CM 142 X 198H	CM 140 X 60H	KG 146
<b>S-SM-27</b>	Pb mm 2	CM 142 X 198H	CM 140 X 80H	KG 150