

SCHEMA TECNICA

TENDE ANTIX



Le tende antix sono utilizzabili per schermatura di porte o finestre.

- Realizzati con teli in polivinile piombifero superflessibile
- Rivestiti in nylon colore grigio/blu con bordature perimetrali grigio/blu

CODICE	DESCRIZIONE
MODELLO STANDARD PESO: 3,8 Kg Mq Materiale radioprotettivo classico a base di piombo e un film di bario in superficie	
O-TA-01	Tenda Pb mm 0,25
O-TA-02	Tenda Pb mm 0,50
O-TA-50	Binario per tenda (mantovana esclusa)