


## SCHEDA TECNICA

### GRIGLIE ANTIDIFFUSORIE



Le griglie antidiffusorie sono di supporto a medici e professionisti per fare accurate diagnosi migliorando il contrasto dell'immagine, assorbendo i raggi dispersi e mantenendo l'ottima trasmissione delle radiazioni primarie.

#### **A**

Contrasto: Le griglie antidiffusione sono prodotte usando prodotti di altissima purezza.

#### **B**

Ingredienti: Le griglie impiegano piombo e alluminio di alta qualità che consentono di poter ottenere un'immagine con così alti contrasti, da poter vedere la differenza ad occhio nudo.

**DIMENSIONI GRIGLIE ANTIDIFFUSORIE****RATIO DISPONIBILI : 8:1 – 10:1**

<b>CODICE</b>	<b>LAMELLE</b>	<b>FORMATO CM</b>
I-GR-020	85	18 X 24
I-GR-021	85	24 X 30
I-GR-022	85	30 X 40
I-GR-023	85	35 X 35
I-GR-024	85	35 X 43
I-GR-026	85	18 X 43
I-GR-027	85	30 X 90
I-GR-028	85	30 X 120
I-GR-200	103	18 X 24
I-GR-201	103	24 X 30
I-GR-202	103	30 X 40
I-GR-203	103	35 X 35
I-GR-204	103	35 X 43
I-GR-206	103	18 X 43
I-GR-207	103	30 X 90
I-GR-208	103	30 X 120
I-GR-209	103	40 X 90
I-GR-210	103	40 X 120
I-GR-450	150	18 X 24
I-GR-451	150	24 X 30
I-GR-452	150	30 X 40
I-GR-453	150	35 X 35
I-GR-454	150	35 X 43
I-GR-456	150	18 X 43
I-GR-457	150	30 X 90
I-GR-458	150	30 X 120

## DIMENSIONI GRIGLIE ANTIDIFFUSORIE PER POTTER

**RATIO DISPONIBILE: 10:1**

<b>CODICE</b>	<b>LAMELLE</b>	<b>FORMATO CM</b>	<b>PESO KG.</b>
<b>I-GR-600</b>	85	48 X 43,8	0,486
<b>I-GR-610</b>	103	48 X 43,8	0,486
<b>I-GR-611</b>	103	45,1 X 43,8	0,461
<b>I-GR-620</b>	150	48 X 43,8	0,724