

## SCHEDA TECNICA

### GREMBIULI ANTIX PROTEZIONE BACINO



*Il prodotto non  
richiede la  
registrazione  
CND/REPERTORIO  
in quanto  
**DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE***

- Idoneo per proteggere gli organi riproduttivi.
- Livello di protezione disponibile Pb mm 0.50
- Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l'individuazione in reparto.
- Marchio CE , sistema di qualità ISO9001 e conformità alla EN 61331-3.
- A richiesta: ricamo nome – reparto.

CODICE	DESCRIZIONE
<b>MODELLO STANDARD PESO: 3.8 Kg Mq</b> Materiale radioprotettivo classico a base di piombo e un film di bario in superficie	
<b>O-GB-70</b>	Adatto per bambini – Dim. cm 20 x 25
<b>O-GB-71</b>	Adatto per ragazzi – Dim. cm 30 x 30
<b>O-GB-72</b>	Adatto per adulti – Dim. cm 40 x 40
<b>O-GB-73</b>	Adatto per adulti – Dim. cm 50 x 50