

## SCHEDA TECNICA

### PASSALASTRE



Passalastre adatto per il passaggio delle cassette radiografiche dalla sala radiologica agli operatori della camera oscura proteggendoli dai rischi di esposizione ai raggi x.

- Struttura metallica verniciata a fuoco;
- Piani interni rivestiti in gomma;
- Protezione frontale antix Pb mm 2;
- Chiusura alternata e obbligata mediante dispositivo di sicurezza.

<b>CODICE</b>	<b>ANTE</b>	<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	<b>DIMENSIONI FORO PARETE</b>
<b>D-PS-01</b>	2	CM 35 X 58 X 54H	CM 28,5 X 54,5
<b>D-PS-02</b>	4	CM 66 X 58 X 54H	CM 58,5 X 54,5