

SCHEDA TECNICA

NEGATIVOSCOPI ULTRAPIATTI



	COD. LED1 1 SEZIONE	COD. LED2 2 SEZIONI
Peso netto	6 kg	9 kg
Peso lordo	8 kg	11 kg
Dim. esterne	504×502×25 mm	884×502×25 mm
Dim. campo visivo	362×440 mm	742×440 mm
Spessore	25mm	25mm
N° lampade	4 lampade	8 lampade
Potenza	15w	30w

Durata lampade	100,000hours
Tipo di lampade	LED
Colore Temperatura	≥ 6500k
Luminosità	Regolabile 0-2000cd/m ² (6500Lux)
Uniformità	≥ 98%
Frequenza	50KHz
Voltaggio	90V-260V, 50Hz±1Hz
Idoneità pellicole	Pellicole normali, digitali ad alta intensità, pellicole mammografiche.

