

## SCHEDA TECNICA

### NEGATIVOSCOPI SERIE DA INCASSO



- Negativoscopi a incasso adatti per sale operatorie;
- Illuminazione omogenea mediante n°3 lampade fluorescenti con temperatura 6000° K;
- Reggipellicola a rullini pressanti;
- Struttura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
- Cornice esterna in acciaio inox lucidata;
- Diffusore monocromatico bianco;
- Completi di morsettiera per collegamento elettrico;
- Predisposti per installazione antideflagrante;
- Il negativoscopo è conforme alla Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi Medici - Classe 1 inoltre è conforme alla Direttiva 73/23 CEE (Bassa tensione) 89/336 CEE (Compatibilità Elettromagnetica)
- La costruzione è conforme alle norme EN 60601 -1,2 / Din 6856 -1,2

## CARATTERISTICHE

### SERIE DA INCASSO

<b>CODICE</b>	<b>DIMENSIONI FORO PARETE</b> <b>Luce netta falso telaio</b>	<b>MISURE</b> <b>ESTERNE</b> <b>CM</b>	<b>NUMERO</b> <b>LAMPADE</b>	<b>SEZIONI</b> <b>LUCE</b> <b>CM</b>	<b>W</b>	<b>A</b>	<b>FUSIBILI</b>	<b>CD/MQ</b>
<b>M-NI-90</b>	Cm 95,5 x 50,5 x 12	Cm 102 X 57 X 11	3 – 30 W	1 – 90 X 43	120	0,6	1	3300
<b>M-NI-120</b>	Cm 125,5 x 50,5 x 12	Cm 132 X 57 X 11	3 – 36 W	1 – 120 X 43	130	0,6	1	3500