

GRIGLIE ANTIDIFFUSORIE 200 L/P PER MAMMOGRAFIA FOCALIZZATE CM 60/50



MANUALE ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE



REV.01/2015

1.0 DESTINAZIONE

Le griglie antidiffusorie vengono impiegate per le analisi di radiografie del corpo umano e animale. Inoltre sono utilizzate in campo industriale.

2.0 COSTRUZIONE

Le griglie di questo tipo sono di supporto a medici e professionisti per fare accurate diagnosi migliorando il contrasto dell'immagine, assorbendo i raggi dispersi e mantenendo l'ottima trasmissione delle radiazioni primarie.

A

Contrasto: Le griglie antidiffusione sono prodotte usando prodotti di altissima purezza.

B

Ingredienti: Le griglie impiegano piombo e alluminio di alta qualità che consentono di poter ottenere un'immagine con così alti contrasti, da poter vedere la differenza ad occhio nudo.

3.0 UTILIZZO

Per avere un'immagine migliore e più nitida utilizzare la griglia antidiffusione.

Si raccomanda di evitare urti violenti che possono deformare e alterare il normale uso della griglia antidiffusione.

4.0 PULIZIA

La griglia antidiffusione non necessita di manutenzione.

CARATTERISTICHE
GRIGLIE ANTIDIFFUSORIE 200 L/P PER MAMMOGRAFIA
FOCALIZZATE CM 50/60

RATIO DISPONIBILI : 5:1

CODICE	PESO	FORMATO CM
I-GR-420	0.486	18 X 24
I-GR-421	0.724	24 X 30

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in
Via Michelangelo Buonarroti 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

**GRIGLIE ANTIDIFFUSORIE 200L/P
PER MAMMOGRAFIA FOCALIZZATE CM 50/60**

Codici:

I-GR-420	I-GR-421
----------	----------

Al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alla
Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi Medici - Classe 1

inoltre è conforme alla Direttiva 73/23 CEE (Bassa tensione)
89/336 CEE (Compatibilità Elettromagnetica)

La costruzione è conforme alle norme
EN 60601 -1,2 - Din 6856 -1,2

Cologno Monzese, anno 2013

CABLAS S.R.L.
Via Michelangelo, 52/B
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
S.U.: Via Soman, 34 - COLOGNO M. SE
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156

