

SCHEDA TECNICA

GREMBIULI ANTIX PER CHIRURGIA



*Il prodotto non
richiede la
registrazione
CND/REPERTORIO
in quanto
**DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE***

- Sfilabile da sotto il camice sterile.
- Staccando le bande a strappo, il camice scivola facilmente a terra.
- Utilizzato quasi esclusivamente in chirurgia.
- Il modello è stato sagomato per consentire ampi movimenti dell'operatore.
- Tre livelli di protezione anteriore Pb mm 0.25 / 0.35 / 0.50mm – posteriore Pb mm 0.25
- Disponibile anche senza protezione scapolare.
- Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l'individuazione in reparto.
- Taglie sagomate nel rispetto della norma EN 340
- Marchio CE , sistema di qualità ISO9001 e conformità alla EN 61331-3
- A richiesta : ricamo nome - reparto / cintura elastica
- Taschino e spalline imbottite sempre compresi


CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	TAGLIA	PROT. ANTERIORE	PROT. POSTERIORE	LUNGHEZZA
MODELLO STANDARD PESO: 3,8 Kg Mq				
Materiale radioprotettivo classico a base di piombo e un film di bario in superficie				
NCH25100	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NCH25110	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NCH25120	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NCH35100	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NCH35110	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NCH35120	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NCH50100	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NCH50110	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NCH50120	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120
MODELLO ALLEGGERITO PESO: 3.2 Kg Mq				
Materiale radioprotettivo con l'aggiunta di metalli che sostituiscono parzialmente il piombo riducendone il peso				
NCH25100/A	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NCH25110/A	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NCH25120/A	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NCH35100/A	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NCH35110/A	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NCH35120/A	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NCH50100/A	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NCH50110/A	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NCH50120/A	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120
MODELLO SENZA PIOMBO PESO: 2,7 Kg Mq				
Materiale ad alta tecnologia che sostituisce completamente il piombo con metalli che si bilanciano dal punto di vista atomico				
NCH25100/NL	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 100
NCH25110/NL	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 110
NCH25120/NL	S / M / L	PB MM 0,25	PB MM 0,25	CM 120
NCH35100/NL	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 100
NCH35110/NL	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 110
NCH35120/NL	S / M / L	PB MM 0,35	PB MM 0,25	CM 120
NCH50100/NL	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 100
NCH50110/NL	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 110
NCH50120/NL	S / M / L	PB MM 0,50	PB MM 0,25	CM 120

CORRISPONDENZA TAGLIE "DONNA"

Basata sulla norma EN340.2004

	S	M	L
Circonf. seno cm	94	98	102
Circonf. vita cm	74	78	82
Circonf. bacino cm	100	104	108



CORRISPONDENZA TAGLIE "UOMO"

Basata sulla norma EN340.2004

	S	M	L
Circonf. torace cm	92	96	100
Circonf. vita cm	80	84	88

