

SCHEDA TECNICA

PROTETTORE ANTIX SENO



*Il prodotto non
richiede la
registrazione
CND/REPERTORIO
in quanto
**DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE***

- Livello di protezione disponibile Pb mm 0.50.
- Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l'individuazione in reparto.
- Marchio CE, sistema di qualità ISO9001 e conformità alla EN 61331-3.
- A richiesta: ricamo nome – reparto.

CODICE	DESCRIZIONE
MODELLO STANDARD PESO: 3.8 Kg Mq Materiale radioprotettivo classico a base di piombo e un film di bario in superficie	
O-PS-20	PB MM 0,50 Modello per adulti.
O-PS-30	PB MM 0,50 Modello pediatrico.