

SCHEDA TECNICA

COLLARI ANTIX PROTEZIONE COLLO E NUCA



*Il prodotto non
richiede la
registrazione
CND/REPERTORIO
in quanto
**DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE***

- Questo modello protegge la parte frontale del collo (tiroide) e si allaccia con velcro nella parte posteriore.
- Rivestito in elegante nylon Teflon repellente all'acqua, olio ed allo sporco.
- Eventuali impurità rimangono in superficie e possono essere facilmente pulite con un panno assorbente.
- E' opportuno usarlo con grembiule antix.
- Marchio CE , sistema di qualità ISO9001 e conformità alla EN 61331-3

CODICE	COLLO	PROTEZIONE
O-GD-45	CM 29/40	PB MM 0,25
O-GD-46	CM 29/40	PB MM 0,35
O-GD-47	CM 29/40	PB MM 0,50