

SCHEDA TECNICA

REGGIGREMBIULI MURALI E MOBILI

- Prodotti in lamiera tubolare di acciaio verniciato colore bianco
- Completo di staffe girevoli



DIMENSIONI CM L 48 X P 70 X H 15
LARGHEZZA STAFFE CM 56 CAD.
ORIENTABILI FINO A 180°
LARGHEZZA CON STAFFE APERTE cm120

CODICE	POSTI	MODELLO	PESO
O-RG-09	3	MOBILE NON ORIENTABILE	Kg 21
O-RG-10	6	MOBILE	Kg 22
O-RG-11	12	MOBILE	Kg 27
O-RG-12	9	MOBILE	Kg 25



PIASTRA DI FISSAGGIO cm L 34 X H 15
LARGHEZZA STAFFE CM 56 CAD.
LARGHEZZA CON STAFFE APERTE cm120

CODICE	POSTI	MODELLO	PESO
O-RG-01	1	MURALE	Kg 1
O-RG-03	3	MURALE	Kg 2
O-RG-06	6	MURALE	Kg 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in
Via Michelangelo Buonarroti 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

REGGIGREMBIULI MURALI E MOBILI

Codici

O-RG-01	O-RG-03	O-RG-06	O-RG-09
---------	---------	---------	---------

O-RG-10	O-RG-11	O-RG-12
---------	---------	---------

al quale questa dichiarazione si riferisce, sono conformi al
DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/12/1994 integrato dal DECRETO LEGISLATIVO n.
242 del 19/03/1996 e specificatamente all'Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti dei
fornitori e degli installatori).

Cologno Monzese, anno 2013

CABLAS S.R.L.
Via Michelangelo, 52/B
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
S.U.: Via Sormani 34 - COLOGNO M.SE
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156

