


## SCHEDA TECNICA

### STATIVO PENSILE



CODICE	DESCRIZIONE
V-SP-11	Stativo per soffitto con cristallo 50 x 40
V-SP-23	Lampada anombra 35.000 LUX RA 93/1mt Con focalizzazione fissa cm 17. Completa di braccio mobile elettrificato.
V-SP-24	Lampada anombra 50.000 LUX RA 96/1mt Con luce diaframmabile cm 14-25. Completa di braccio mobile elettrificato.
V-SP-32	Castello di prolunga per ancoraggio a soffitto. Idoneo per altezze "pavimento-soffitto" superiori a mt 3
V-SP-33	Sistema di scorrimento a soffitto Lunghezza massima cm 250

- Dispositivo di protezione per occhi e tiroide, per impiego in reparti di Angiografia, Urologia etc.
- Si compone di un supporto fisso da applicare al soffitto, da un braccio mobile (lunghezza cm 80 ) articolato e controbilanciato (può ruotare di 315 gradi).
- Quest'ultimo porta all'estremità inferiore un telaio con cristallo antix Pb mm 2.0, cm 50 x 40 ed un grembiule Pb mm 0.50.
- Predisposto per altezze pav/soff. Da mt 2.70 a mt 3.00 , da precisare in fase d'ordine