


SCHEDA TECNICA

GRIGLIE ANTIDIFFUSORIE



Le griglie antidiffusorie sono di supporto a medici e professionisti per fare accurate diagnosi migliorando il contrasto dell'immagine, assorbendo i raggi dispersi e mantenendo l'ottima trasmissione delle radiazioni primarie.

A

Contrasto: Le griglie antidiffusione sono prodotte usando prodotti di altissima purezza.

B

Ingredienti: Le griglie impiegano piombo e alluminio di alta qualità che consentono di poter ottenere un'immagine con così alti contrasti, da poter vedere la differenza ad occhio nudo.

DIMENSIONI GRIGLIE ANTIDIFFUSORIE**RATIO DISPONIBILI : 5:1**

CODICE	PESO	FORMATO CM
I-GR-420	0.486	18 X 24
I-GR-421	0.724	24 X 30