


SCHEMA TECNICA

CASSETTA PORTA SIRINGHE



- Per trasporto di siringhe preparate.
- Realizzata in lamiera di acciaio verniciata con vernici decontaminabili, con all'interno piombo di prima fusione, con titolo di purezza 99.9%.
- E' dotata di maniglia di trasporto ribaltabile, cicchetto di chiusura e simbolo di radioattività..
- Schermatura integrale Pb mm 3.

CODICE	DESCRIZIONE
M-NU-15	Dim. mm 210 x 80 x 70 h c.ca.