

SCHEMA TECNICA

TAVOLI DI CARICAMENTO

MOD. "MINI" COD. D-TC-00



MOD. "MINOR" COD. D-TC-01



MOD. "MAIOR" COD. D-TC-02



- Indispensabili per la conservazione di pellicole Rx vergini.
- Struttura in acciaio verniciata a fuoco;
- Piano in legno rivestito in gomma nera antistatica;
- Sportelli a bilico con chiusura forzata a tenuta luce.

CODICE	DIMENSIONI	SPORTELLI	CASSETTI	STOCCAGGIO PELLICOLE	PESO
D-TC-00	CM 54 X 62 X 100	1	1	4 CONF. DA 100 PELL.	KG 40
D-TC-01	CM 97 X 62 X 100	2	1	7 CONF. DA 100 PELL.	KG 52
D-TC-02	CM 147 X 62 X 100	3	1	10 CONF. DA 100 PELL.	KG 70